



# DOWE COMMUNITY-MASK

Die DOWE Community Mask besteht aus 100% Polyester (2 Lagen Mikrofaser-Aufbau). Das atmungsaktive Material ist angenehm weich und leicht. Gegenüber Baumwolle nimmt der Stoff weniger Feuchtigkeit auf und bleibt deshalb lange trocken. Die Maske ist langlebig und bei mindestens 60°C im Kochwaschgang waschbar. Schnell und umweltfreundlich kann die Maske in einensauberem Topf mit Wasser 3-5 Minuten ausgekocht werden\*.

\*Kochen im Wasser, Desinfektionstemperatur: 100 °C  
(mind. 3 min, Wirkungsbereich: AB /  
mind. 15 min, Wirkungsbereich: ABC )

A: zur Abtötung von vegetativen Bakterien einschließlich Mykobakterien sowie von Pilzen einschließlich Pilzsporen geeignet

B: zur Inaktivierung von Viren geeignet, entspricht der Definition „viruzid“ – wirksam gegen behüllte und unbehüllte Viren

C: zur Abtötung von Sporen des Erregers des Milzbrandes geeignet

Quelle: RKI

## Wichtige Nutzungshinweise:

Ihre Community-Maske sollte vor der ersten Verwendung zum Desinfizieren gewaschen werden.

Zur hygienischen Aufbereitung nicht verwenden:

- Gefrierfach
- Desinfektionsspray
- Mikrowelle
- Backofen / Fangoofen

Es handelt sich gemäß Nutzungshinweisen nach §6 ProSG nicht um eine persönliche Schutzausrüstung und schützt nicht vor Gesundheitsgefahren. Dieses Produkt ist nicht medizinisch zertifiziert.

Der Artikel kann einen Metallbügel enthalten, dieser dient zur Justierung und bietet besseren Halt. Die Maske ist hochwertig verarbeitet und bietet eine angenehme, anatomische Passform.

**MADE IN EU**  
**100% POLYESTER**



**Wash before use!**