

RESTART

ULTRASCHALLBEHANDLUNG

Sportgerät

Für alle Muskel-, Sehnen- und Bänderbehandlungen geeignetes Ultraschall Gerät. Es eignet sich ideal für die Reduzierung von ästhetischen Unvollkommenheiten wie Cellulite und ist die perfekte Lösung für Drainagemassagen und Mikrolifting.

Das Gerät kann vom Benutzer selbst oder von einem Fachmann, z. B. einem Sporttrainer, verwendet werden.



CND Z120601

REP 5722/R

MEDIZINISCHE GERÄTE DER KLASSE IIa

CE0068-zertifiziertes Medizinprodukt

GERÄTEABMESSUNGEN

204 x 63 x 58 mm

POWERED BY
I-TECH
MEDICAL DIVISION

LIEFERUMFANG

- Tragbares Gerät
- Netzteil
- Batterie Ni-Mh AAA850mAh 4.8 V
- Ultraschallgel
- Benutzerhandbuch
- Tragetasche

MERKMALE

- Gerät zur Ultraschallbehandlung
- 1-MHz-Ultraschall mit einer maximalen Leistung von 6,4 W (mit angeschlossenem Netzteil) und 3,2 W (mit Batterie)
- Maximale Intensität auf der Hautfläche 1,6 W/cm² (mit angeschlossenem Netzteil) und 0,8 W / (mit Batterie)
- Kollimierter Ultraschallstrahl für optimales Eindringen in das Gewebe
- 3 Intensitätsstufen L (niedrig), M (mittel) und H (hoch)
- Betrieb mit Netzteil und Batterie
- Nur für die Verwendung an der Oberfläche geeignet (kein Tauchen)

SK523-01

BEHANDLUNGEN

Muskulatur

Sehnen/Bänder

Kosmetik

WEPERE

IACER srl - via Enzo Ferrari 2 - 30037 Scorzè (VE) - Italia



www.wepere.com